

Center of Advanced Instrumental Analysis, Kyushu University

分析機器解説シリーズ(139)

ナノスケール赤外分光技術 AFM-IR の概要

ブルカージャパン株式会社 ナノ表面計測事業部 横川 雅俊

1 はじめに

赤外分光法(IR)は、基礎学問領域の研究から産業分野の R&Dに至るまで、幅広い分野における材料の化学特性評価 法として最も広く知られている分析手法の1つである。その ー方で、従来のバルクIR分光法の空間分解能は、光の波動性 からくる回折限界のため、使用する光源・測定法により多少 の違いこそあれ、通常3~10μm程度に制限される。原子 間力顕微鏡(AFM)は、片持ちバネ(カンチレバー)の先端 に取り付けられた微小な針(探針)を用いてナノスケールの イメージングを行う技術であり、試料表面の形状を高い空間 分解能で可視化することが可能である。従来、AFMは探針 直下にある微細な構造を可視化することが出来ても、その材 料を化学的に同定することは困難とされてきたが、Atomic Force Microscope based InfraRed Spectroscopy (以下AFM-IR, Figure 1)^[1]では、AFMとIR分光技術と の融合により、数十nmさらには数nmという極めて高い空 間分解能で試料表面の赤外分光分析を行い、その化学組成及 び構造を明瞭に識別する。ここにおいて、ナノスケールの構



Figure 1. Bruker製AFM-IR装置 nanoIR3の外観

造、化学構造、機械特性等を絡めた複合的視野から材料研究 を俯瞰することが可能となる。

本稿では、こうした新たなナノスケール表面"分光"分析 装置AFM-IRの原理とその測定例を解説する。

2 AFM-IRの仕組み

AFM-IRは、光熱変換現象に基づき試料の赤外吸収を熱膨 張としてAFMのシステムを用いて検出する。すなわち、赤 外光検出器を持たない分光装置という点において従来の顕微 赤外分光法とは測定原理が大きく異なる。

赤外波長可変パルスレーザーから照射された赤外光の波数 と試料の分子振動周波数とが共鳴する時、その光エネルギー は当該分子に吸収され、その後、基底状態に戻る際に熱とし て周囲に放出される。この熱により試料は急激に膨張し、試 料直上のAFM探針を激しく揺さぶる。この振動を、高さ方 向の検出感度に極めて優れたAFMにより直接検出する。そ の際、カンチレバーの最大振動振幅値(IR-Peak, Figure 2)と最小値との差が、その波数における試料のIR吸光度と 比例関係にあることが既に報告されている^[2]。



Figure 2. AFM-IRリングダウン信号とIR-Peak

```
カンチレバーの振動振幅 ∝ 吸光度 (Eq.1)
```

ここにおいて、鋭利なAFM 探針が、IR吸収のナノ局所場検 出器として機能する。また、照射するパルスレーザーの波数 を断続的に掃引しながらその振幅値をプロットすることで、 従来の赤外吸収スペクトルと極めて相関の高いAFM-IRスペ クトルを短時間で取得することが可能である。

AFM-IRでは、IR測定における空間分解能が赤外レーザー のスポットサイズに制限されることがなくなったが、代わり に、AFM探針の先端径(先端曲率半径:10~30nm)や 試料の熱伝導度を含む多くの要因によりその分解能が規定さ れる。検出感度に関しては、熱膨張率が高く、熱伝導率が小 さな試料ほど強いAFM-IR信号が得られ、検出に優位である。 一般にポリマー>半導体・無機材料>金属の順でAFM-IR 信号強度が強く、ポリマー材料の分析に強い手法と言える。 また、近年、量子カスケードレーザー(QCL)などパルス 繰り返し周波数が高速かつ可変な赤外パルスレーザー光源の 使用により、後述するResonance Enhanced modeや Tapping AFM-IR modeの利用が可能となり、AFM-IR 測定における測定速度と検出感度が大幅に向上している。

3 AFM-IR高感度化の試み: Resonanceenhanced AFM-IRとTapping AFM-IR

3-1. Resonance-enhanced AFM-IR

AFMと赤外波長可変パルスレーザー光源との統合により、 光の回折限界を超える高い空間分解能でのIR分光分析が可 能となった。この技術の初期構成においては、パラメトリッ ク発振器 (Optical Parametric Oscillator: OPO) レー ザーが光源として用いられ、およそ10 nsのパルス幅、1.0 kHzの繰り返しパルス速度で試料-探針間にインパルスを誘 発する。その衝撃はカンチレバーの振動を引き起こし、接触 共振周波数で振動しながら、時間経過に伴い急激に減衰する (リングダウン信号, Figure 2)。この一連の動作を繰り返 すことにより、ナノ局所場におけるIRスペクトル測定及び IRマッピングを行っている。こうしたAFM-IRのシグナル を増大させる手法としては、照射レーザーの出力を上げ対象 の熱膨張量を稼ぐアプローチが候補となるが、試料への熱ダ メージが課題となる。一方、後に開発されたResonanceenhanced AFM-IR mode^[3,4] においては、OPOレーザー に換えて、パルス繰り返し周波数が高く、かつ、波長可変で あるQCLを赤外光源として用いている。QCLのパルス繰り 返し周波数をAFM 探針-試料間の接触共振周波数と合致す るように調整し、振動の共鳴現象を利用することで、AFM-IRシグナルの著しい増強(1パルスあたりの光エネルギー を変化させることなく、2桁以上のシグナル増強)が得られ、 高速・高感度なAFM-IR測定が可能となる。Resonanceenhanced AFM-IR mode における測定時の試料温度変 化は小さく、10mK~5K程度であることが報告されてい る^[3,4]。また、接触共振周波数は試料表面および内部の粘弾 性特性を反映しており、表面化学特性に加え機械特性の同時 マッピングも可能である。

3-2. Tapping AFM-IR

これまで紹介してきたAFM-IR測定モードは、試料表面に 接触したAFM探針によりIR吸収特性情報を取得するAFM contact modeを基礎とした測定法である。これは、試料 が極めて柔らかい或いは流動的でない限り、AFM探針を試 料上の特定の位置に固定しIRスペクトルを取得するのに際 し問題となることは無い。しかしながら、測定波数を固定し た状態でAFM 探針を試料表面上で走査するIRイメージング においては、Contact modeであるがゆえ、柔らかで動き やすい試料そして吸着性のある試料の測定が困難となる。こ うしたAFM-IR技術をより広範な試料群に拡張する、その 鍵となったのがAFM tapping mode に基づく新しいIR 測定技術、すなわち、Tapping AFM-IR modeの開発で ある(Figure 3)^[5]。Tapping modeでは、探針先端が 試料と連続的に接触するのではなく、断続的に表面と接触 (タップ) しながらイメージングを行う。これにより、例え ば非常に柔らかな試料、そして緩く基板に付着している試料 など、様々な試料に対し再現性の高いイメージングが可能と なる。通常 Tapping mode では、AFM カンチレバーをそ



Figure 3. Tapping AFM-IRの原理

の自由共振周波数で励振し、試料表面との接触によってその 振動振幅が制限されるまでAFM探針を試料上にアプローチ する。この振動振幅を一定に維持した状態で、探針先端を試 料表面上で水平方向に走査することにより試料表面のトポグ ラフィを記録している。Tapping AFM-IRにおいても、通 常のTapping mode と同様にしてカンチレバーを自由共 振周波数で励振しながら測定を行うが、それに加え、より高 い繰り返しパルス周波数で、集光したIRレーザーを試料表 面上の分析位置に照射している。その際、カンチレバーの共 振周波数に合わせて連続して赤外光をパルス照射した時、最 も大きな振動振幅(シグナル)が得られ、その増幅係数は 対応するAFMカンチレバーの振動モードのQ値程度となる。 Tapping modeを基礎にAFM-IR測定を行うにあたり、カ ンチレバーの励振にヘテロダイン方式が採用されている。例 えば、赤外光パルス繰り返し周波数(fm)を、AFM カンチ レバーの基本振動モードの周波数(自由共振周波数, f₁)と2 次固有振動モードの周波数(f₂)との差に設定する (Eq. 2)。 すると、Tapping mode での相互作用の非線形性により、 ピエゾ素子によるカンチレバー励振周波数と赤外パルス光励 起による試料の光熱膨張・収縮の周波数とが混合され、その 和周波数としてカンチレバーの2次振動モードが励振される。

(共振条件)
$$f_1 + f_m = f_2$$
 (Eq. 2)

ここにおいて、カンチレバーの基本モードはタッピング用に、 2次モードがIR吸収の検出に用いられ、ロックイン検波によ り周波数 f2の振幅・位相を抽出することでIR吸収の高感度検 出が実現される。このTapping AFM-IR信号は、探針と試 料との接触時の局所的なシグナル(試料の光熱膨張等)及び AFM 探針の曲率半径にのみ支配されるため、高い空間分解 能を獲得している。

3-3. 電場増強効果

装置面及び測定法上の改良に加え、他のAFM-IRのシグナ ル増強の試みとして、金で被覆したAFM探針を使用するこ とで、lightning rod効果による探針先端部における局所的 な電場増強を利用することも可能である。これらの組み合わ せにより、厚さ10 nmの試料に対してもAFM-IRスペクト ルを取得することが可能である。さらに、金基板上に薄膜サ ンプルを堆積させた場合、電場の局所的増強がさらに高まり、 1 nm以下の薄膜試料までもが測定対象となる。

4 AFM-IRのアプリケーション例

4-1. Tapping AFM-IRによるポリマーアロイの分析

ポリマーブレンド(ポリマーアロイ)は、複数のポリマー を混合することで新たな特性を持たせたポリマー材料を創生 するもので、相溶性・非相溶性の成分がその内部においてし ばしば空間的な相分離構造を形成する。例えば、Figure 4は、 ポリメチルメタクリレート(PMMA)とポリエチルメタク リレート(PEMA)との相分離を示したTapping AFM-IR 像とスペクトルであり、波数1,026 cm⁻¹におけるPEMA の特徴的なIR吸収に基づき、PMMAとPEMA間の微細な 相分離を明瞭に示している。

ポリマーブレンドの測定例について、より詳細に解説して いく。Figure 5(a)は、ポリスチレン(PS)- PMMAブ ロック共重合体薄膜のAFM Height像を示している。AFM 視野内に2つのドメイン構造が存在することは明らかであるが、 個々のドメインの化学組成及び構造をAFM Height像のみ から判断することは通常容易ではない。Tapping AFM-IR 測定においてAFM探針がPMMAドメイン上に位置する時、 QCLの出力波数をPMMAの強いIR吸収帯のある1,732 cm⁻¹に設定し、かつ、QCLのパルス繰り返し周波数を用い たカンチレバーの1次、2次振動モードの共振周波数の差と一 致させると、Tapping AFM-IR信号強度の増強が得られる。 ー方、AFM探針がPSドメイン上に到達すると、Tapping AFM-IR信号強度は以下2つの理由により著しく減衰する。 1)PSドメインは、PMMAドメインと比べて波数1,732



Figure 4. PMMA-PEMAポリマーブレンド試料の分析例。 (a) Tapping AFM-IRスペクトル; (b) AFM表面凹凸像, AFM像中の赤・青点は対応する色のスペクトル測定位置を表し ている; (c) 波数1,026 cm⁻¹ におけるTapping AFM-IR像。



Figure 5. Tapping AFM-IRによるPS-PMMAブロック 共重合体の化学特性評価。(a) AFM表面凹凸像; (b) PSと PMMAのTapping AFM-IRスペクトル; (c-e) Tapping AFM-IR 像: (c) PS@1,492 cm⁻¹, (d) PMMA@1,732 cm⁻¹, (e) merge image.

cm⁻¹における赤外吸収が小さい。また、2) PSドメインの 機械剛性はPMMA ドメインと異なるため、カンチレバー共 振周波数のシフトを引き起こす。すなわち、1次と2次、2つ のカンチレバー振動モード間の共振周波数の差がQCLのパ ルス繰り返し周波数と一致しなくなり、試料の光熱膨張に由 来する信号を2次モードの共振として抽出するのが困難とな る。逆に、PSドメインを選択的にマッピングするには、今 度はQCLの出力波数をPSの強いIR吸収帯のある1,492 cm⁻¹に変更し、QCLのパルス繰り返し周波数をPSに合わせ て再調整した後、イメージングを行う。Figure 5(e)に、波 数1,732 cm⁻¹および1,492 cm⁻¹で取得された Tapping AFM-IR像のオーバーレイ図を示す。通常、IRイメージ中の ドメイン構造への化学種の割り当てを確認するには、完全な スペクトルの取得が必要となる。Figure 5 (b) に示す緑色 のTapping AFM-IRスペクトル (Figure 5 (d)、(e) 上 の緑色のドメイン上で取得)はバルクPMMAのスペクトル と一致し、赤色のスペクトル(Figure 5(c)、(e)上の赤 色のドメイン上で取得)はバルクPSのスペクトルと良い相 関が得られ、Tapping AFM-IRマッピング像において化学 種が適切に割り当てられていることを示している。

4-2. 多層フィルムの分析

多層フィルムは、酸化防止や紫外線遮断、防湿性など様々 な機能を持つ薄膜を層状に加工し一枚の高機能・多機能フィ ルムとしたものであり、多くの工業製品、特に包装材として 重要な材料である。成膜・積層技術の進歩に伴い構成層数の 増加及びその薄層化が進み、そうした微細構造の機械的・化 学的特性評価に対するニーズが高まりつつある。FT-IR分光 法は、多層フィルム断面の特性評価に広く使用され、個々の ポリマー層の化学的性質に関する情報を与えるが、それらは 少なくとも数μmの厚さである。FT-IRの回折限界を超え る膜厚の構成層を分析するには、分析に不要なフィルムを予 め剥離する必要があった。AFM-IRでは、こうした障害を克 服し、真のナノスケール化学構造評価を実現する。

AFM-IRで多層フィルムをリバースエンジニアリングする には、検体をミクロトームで切断し多層フィルム断面を露出 させ、その断面切片を硫化亜鉛(ZnS)のような赤外光に



Figure 6. 多層フィルムのAFM-IR分析。多層フィルムの断面AFM (Height) 像 (a) とAFM-IRスペクトル (b)。AFM 像中のマー カーは、それぞれ対応する色のスペクトル測定位置を表している。AFM 像中のC, E, G層から取得したスペクトルはポリアミドと一致 し、本フィルムのバリア層と考えられるD層は、そのスペクトルからEthylene-vinylalcohol copolymer (EVOH) 層であると分か る。

対して透明な基板上に設置し、測定試料とする。Figure 6 はそのAFM Height像を示しており、図中の色付きのマー カーは対応する色のAFM-IRスペクトルの測定位置を示して いる。本試料においては、構成層がそれぞれポリエチレンと ポリアミドであることが正しく分析されている。また、フィ ルム間の接合に用いる接着剤層(Tie layer:通常500 nm 以下の厚さ)など、従来のFT-IR分光法では分析することの 出来なかった層間の境界領域からの化学構造情報についても 詳細に分析することが可能である。

4-3. 単分子層試料からみる AFM-IRの検出感度と空間 分解能

Figure 7は、金基板上にチオール基を介して形成した ポリエチレングリコール (PEG)の単分子層アイランドの AFM Height 像と、波数1,340 cm⁻¹におけるAFM-IR Absorption 像を示している。AFM像では、PEGが形成 する島状構造の厚さが4 nm程度であることを示しており、 -CH₂- 基の面外変角振動に帰属される波数1,340 cm⁻¹ のAbsorption像におけるシグナルの分布と良い一致を示 している。このように、大きさにして25 × 25 nm²ほど の微細なPEG単分子層構造であったとしても、AFM-IR Absorption 像中で容易に可視化される。

Figure 8は、高度好塩菌より単離した生体膜(通称紫 膜、膜厚5 nm程)を金基板上に展開した試料のTapping AFM-IR absorption 像とスペクトルを示している。 Absorption像では、Amide I バンドと呼ばれるペプチド結 合由来の吸収(波数1,660 cm⁻¹)を分析している。その結 果、紫膜中の膜タンパク質バクテリオロドプシンが二次元結晶 状に凝集しドメイン構造を形成している領域がAbsorption 像において明瞭に確認される。さらに、図中の黄破線におけ る赤外吸収強度のプロファイルから、本測定における単分子 層検出感度、かつ、約4 nmのIR空間分解能の実現が示され た。



Figure 7. 金基板上のPEG単分子層のAFM-IR分析。(a) AFM表面凹凸像; (b) 波数1,340 cm⁻¹ におけるAFM-IR 像; (c) PEG島状構造上のAFM-IRスペクトル。



Figure 8. 金基板上に展開した高度好塩菌由来紫膜 (厚さ5 nm) のTapping AFM-IR分析。(a) Tapping AFM-IRスペクトル; (b) 波数1,660 cm⁻¹ におけるTapping AFM-IR像; (c) AFM-IR像 (b) 中の黄破線上における吸収強度プロファイル。本測定においてIR空間分解能が4 nmより小さいことを示している。

5 おわりに

AFM-IRは、AFMとIR分光技術との融合により、光の回 折限界の壁を超え文字通りナノスケールで試料の構造・機械 特性・化学構造を同時に特徴づける革新的な技術ある。こう した分析法は他に存在しない。さらに、Tapping AFM-IR 技術の登場により、より柔らかなポリマー・生体分子材料も 適用可能となり、その応用の幅は計り知れない。本解説では 紙面の都合上割愛したが、液中AFM-IR測定や環境制御下 における測定、そして、測定原理・特性の全く異なる散乱型 SNOMとの複合機も開発されてきている。こうした最新の AFM-IR技術を駆使することで、より広範な材料のナノから の現象理解が加速し、科学技術の発展そしてその実用化に大 きく貢献するものと期待される。

* 本解説で示した AFM-IRデータは Bruker 製(旧 Anasys 製) AFM-IR装置 nanoIRにより取得されたものです。

参考文献

- Dazzi A, Prazeres R, Glotin F and Ortega JM, *Opt. Lett.* **30**, 2388-2390 (2005).
- [2] Dazzi A and Prater CB, Chem Rev., 117, 5146-5173 (2017).
- [3] Lu F and Belkin MA, *Opt. Express*, **29**, 19942-19947 (2011).
- [4] Lu F, Jin M and Belkin MA, Nat. Photonics, 8, 307-312 (2014).
- [5] Mathurin J, Pancani E, Deniset-Besseau A, Kjoller K, Prater CB, Gref R and Dazzi A, *Analyst*, **143**, 5940-5949 (2018).

半導体デバイスの解析における電子エネルギー損失分光法の応用

(株) 東レリサーチセンター 形態科学研究部 川崎 直彦

1 はじめに

STEM (Scanning transmission electron microscope)装置に付属した電子エネルギー損失分光法 (EELS: Electron energy-loss spectroscopy) Lt, 試料中で発生した非弾性散乱に起因する、透過電子のエネル ギー損失を検出する手法であり、光の吸収分光法とほぼ等価 な情報をサブナノメートルの空間分解能で得ることができる。 損失エネルギーが数10 eV~2000 eV程度の領域は、X 線吸収のエネルギー領域に相当し、試料を構成する原子の内 殻準位から非占有準位への電子励起を観測している^[1]。スペ クトルには元素ごとに吸収端が現れるため、広いエネルギー 領域から取得したEELSスペクトルを組成分析のツールと して利用することができる。STEMに付属した組成分析と してより一般的に普及している特性X線エネルギー分散分光 法 (EDX: Energy dispersive X-ray spectroscopy) では、試料内での入射電子ビームの拡がりに加え、発生した 特性X線が電子ビーム照射領域の周囲を二次的に励起する効 果に起因して、空間分解能はプローブサイズよりも悪化する が、EELSでは透過電子を検出するために二次励起の効果は なく、組成分析としての空間分解能は一般的にEDXよりも 優れている。また、吸収端近傍のスペクトル微細構造は、伝 導帯(非占有軌道)の電子状態密度(DOS: density of state)を反映するため、結晶構造を入力とした第一原理バ ンド計算によって理論スペクトルを求めることもできる。本 稿では、これらの利点を積極的に利用して、半導体デバイス の解析にEELSを応用した事例を紹介する。

2 層間絶縁膜のアッシングダメージ層評価

図1は、大規模集積回路(LSI)中のCu配線/SiOC系 低誘電率層間絶縁膜(low-k膜)パターンにおいて、図中の 赤矢印に沿ってEELSスペクトルを取得し、各元素のピー ク積分強度をプロットしたEELS組成プロファイルである。 この配線構造は、絶縁膜に溝を形成した後にCuを埋め込ん で作られるが、low-k膜に溝を形成するために使用したレジ ストマスクを剥離するアッシング工程において、low-k膜パ ターン側壁に組成変化を伴うダメージ層が形成され、誘電率 値が上昇することが問題となっている^[2]。製造プロセス条件 の改善へフィードバックさせるためには、low-k膜パターン 側壁の組成変化を高精度で評価する必要があり、数nm以下 の高空間分解能で組成分布を見るにはEDXよりもEELSが 適している。Cu/low-k膜界面近傍のプロファイルを見る と、Iow-k膜側壁(distance = 15~20 nm付近)にお いて、O, Siに比べてC強度の増加が緩やかであることから、 側壁部にはC量が減少したダメージ層が存在すると考えられ る。また、Oプロファイル立ち上がり位置(d = 15nm付 近)から、C, O強度が一定となる箇所(d = 20nm付近) までの距離は5 nm程度であり、電子ビーム径やTEM用試 料奥行き方向の重なりによる空間分解能の低下を考慮すると、 Iow-k膜側壁ダメージ層の厚さは5 nm以下であると考えら れる。



図1. LSIデバイスのCu配線/層間絶縁膜で取得したEELSによ る組成プロファイル

3 ゲート絶縁膜/ゲート電極近傍の元素組成評価

MOSFET (Metal oxide semiconductor field effect transistor) は、ゲート電圧によって、ソース・ド レイン間の導通のオン/オフを制御する素子であり、半導体 集積回路における基本的な素子構造を持つ。ゲートに電圧を 印可する際に半導体基板表面に反転層が形成される電圧とし て定義される閾値電圧は、ゲート電極材料と半導体の仕事関 数差に依存する。閾値電圧に影響を及ぼすのは、ゲート電極 においてもゲート絶縁膜との界面近傍のみであるため、界面 近傍の元素組成を正確に評価することは、MOSFETの性能 を制御する上で重要である。

スケーリング則に基づく微細化によって、従来の平面型に 代わり、22 nm世代以降の近年の最先端デバイスでは3次 元構造を持つMOSFETが採用されている。図2は、市販デ バイスを解体して取り出した3次元 MOSFETにおける断面 STEM像、および、図中の赤線に沿ったEELS組成プロファ イルである。このような微細な3次元構造における組成分布 の評価には、マクロスコピックな手法はもはや適用すること



図2. finFETのMOS構造におけるEELS組成プロファイル

ができず、EELSが持つサブナノメートルの空間分解能は必 須である。図2の組成プロファイルにより、Si基板上のゲー ト絶縁膜は、SiON/HfONの2層構造であること、その直上 の金属はTiNであることが明らかになった。つまり、この3 次元MOSFETの閾値電圧を決定しているのは厚さ1 nmの TiNであると考えられる。3次元MOSFETは、各々の厚さ が僅か1 nm程度の複数の層で構成されるが、EELSの空間 分解能を利用すれば、その積層構造を詳細に調べることがで きる。

また、ゲート電極に金属シリサイドを用いるシリサイド ゲートでは、不純物を注入するだけで閾値電圧を制御できる という利点を持つ^[3]。図3はSbドープNiSi/SiO₂界面近傍 で取得したEDXマップおよびEELSスペクトルである^[4]。 まず、EDXのSbマップより、注入されたSbはNiSi/SiOa 界面近傍に偏析していることがわかる。次に、NiSi/SiO2界 面におけるNi-L EELSスペクトルを見ると、862 eV付近 に微細なショルダーが認められるが、NiSi内部のスペクト ルではこのショルダー構造は確認されない。Ni-L EELSス ペクトル形状はNi-3d非占有軌道の電子状態密度(DOS) を反映しているため、NiSi/SiO₂界面近傍では、Sbの偏析 によってNiのDOSが変調された、つまり、Niの結合状態 が変化したと考えられる。そこで、偏析領域の結晶構造を仮 定し、第一原理バンド計算によるNi-Lスペクトルのシミュ レーションを試みた。図3に示すように、NiSiと同一の結晶 構造(MnP型構造)において、Siの原子位置をSbに置換 した構造を用いると、862 eV付近のショルダーを再現す ることができた。従って、この試料におけるSbは、NiSi/ SiO₂界面においてNiSi側のSiと置換することによって偏析 しており、そのNiSb層がゲート電極の閾値電圧を決めてい ると推察される。以上のように、サブナノメートル領域の組 成分析としてだけでなく、スペクトル微細構造の理論計算に よって微小領域の詳細な原子配置や結晶構造を解析できるの もEELSの利点である。



13.50 F-2 NI51/5102 が回辺傍のEDX 組成マックあよびNI-L EELSスペクトル^[4]

4 まとめ

本稿では、微細化を続ける半導体デバイスの解析において EELSが大きな役割を示すことを複数の事例を用いて示した。 最先端微細デバイスに対して、サブナノメートルの空間分解 能での元素組成分析だけでなく、スペクトル形状から結合状 態や原子配置、結晶構造まで考察できるということがEELS の利点である。また、近年では、TEM装置内で試料を加熱 あるいは電圧印可できる、その場観察用試料ホルダーが普及 している。弊社でも、CoFe/MgO/CoFeの磁気トンネル 接合において、加熱による不純物元素の拡散を EELS を用い て評価し、さらに結晶化の挙動や配向性を調べることで、ア ニールによって磁気特性が変化するメカニズムを確認する データを得ることに成功した^[5]。EELSとその場観察を組 み合わせて、デバイスの実環境下での元素組成、結合状態解 析を行うことで、ナノメートルオーダーで起こる物理現象の 理解が進み、さらに微細化を続ける半導体デバイスの進歩に 寄与することが期待される。

[参考文献]

- R.F. Egerton, Electron Energy-Loss Spectroscopy in the Electron Microscope, Plenum Press, New York, 1996.
- [2] O. Richard, F. Iacopi, H. Bender, G. Beyer, Microelec. Eng. 84 (2007) 517.
- [3] W. P. Maszara, J. Electrochem. Soc. 152 (2005) G550.
- [4] N. Kawasaki, N. Sugiyama. Y. Otsuka, H. Hashimoto, H. Kurata, S. Isoda J. Appl. Phys. 109 (2011) 063716.
- [5] 清水夕美子,安田光伸,西村恵,2019秋 第80回応用 物理学会秋季学術講演会 (2019).

トピックス

デスクトップX線回折装置 ~MiniFlex600-Cの御紹介~

株式会社リガク

1 はじめに

粉末X線回折装置は、非破壊で固体(場合によっては液体 も)の内部構造や物性を調べる分析装置として、古くからセ ラミックスや鉱物などの無機材料から医薬品などの有機材料 まで多くの産業・研究分野で幅広く利用されています。本稿 では、この度中央分析センターに導入されたデスクトップX 線回折装置 "MiniFlex600-C"を紹介します。

2 MiniFlex600-Cの特長

MiniFlex600-Cは、非常にコンパクトな粉末X線回折 専用装置です。据置型のX線回折装置と比較して体積1/20、 重量1/10でAC100Vのコンセント電源で動作可能です。 また、デスクトップタイプでは最高のX線出力600Wを発生 しますが、冷却水も本体に内蔵された非常に省スペースな装置 です。検出器には高速1次元検出器D/tex Ultra2を標準搭 載しており、高速・高強度の測定を実現しています。さらに、 充実のアクセサリーを使用することで、様々な産業・研究分 野への応用が可能です。ソフトウェアは新開発のSmartLab Studio IIを実装しており、調整・測定・解析・レポートま でX線分析のすべての作業を一つのソフトウェアでサポート します。

2.1 MiniFlex600-Cの性能

MiniFlex600-Cの仕様は下記の通りです。

MiniFlex



	仕様			
X 線発生部	測定モード(光学系)	対称反射型疑似集中法(Bragg-Brentano)專		
	最大定格出力	600W		
	定格電圧	20~40kV(1kVステップ)		
	定格電流	2~15mA(1mAステップ)		
	X線管	Cuターゲット		
	<u>焦点サイズ</u> 0.4 mm×8mm			
ゴニオメータ部	スキャンモード	20/0 連動		
	ゴニオメータ半径	150mm		
	20可動範囲	-3°~+145°		
	最小ステップ角度	0.005°		
	DS	連続可変 ,0.625° ,1.25°		
	SollerSlit	2.5°		
検出器		高速1次元検出器		
		D/tex Ultra2		
測定·解析		X線分析統合ソフトウェア		
		SmartLab Studio II		

MiniFlex600-Cに用いられるX線回折装置の光学系は、 集中法光学系、厳密には"対称反射型疑似集中法"(Bragg-Brentano)と呼ばれます。この光学系は、分解能と回折強 度のバランスがよい光学系であり、粉末試料の定性・定量分 析などに主に使用されます。

集中法光学系



MiniFlex600-Cのゴニオメータは等間隔制御の高精度メ カニカルリンク軸とリアルタイム角度補正によって、いつで も最良の角度精度が実現できます。

NIST-SRM640 Si粉末の基準角度に対する再現性



また、ハイブリッド入射スリットと散乱プロテクターに よって、低角度から高角度領域までPB比が高く、ブライン ドの無い測定が可能です。





2.2 高速1次元検出器 D/teX Ultra2

計数部として今までX線回折装置に用いられている計数装置は、シンチレーションカウンター(Scintillation Counter: SC)や比例計数管(Proportional Counter: PC)でした。これらは位置分解能を持たないためアナログの次元検出器(またはポイント型検出器)と呼ばれます。一方、高速・高感度測定の実現のため、半導体の検出素子を1次元または2次元的に多連装した検出器が近年一般的となっています。



半導体素子を用いた1次元検出器D/teX Ultra2は、試料 測定時間の大幅短縮・高強度の回折X線データの収集に優れ ており、多量の試料測定、その場観察(In-situ)測定およ び微量試料測定に適した検出器と言えます。

図1に、O次元検出器(SC)および1次元検出器(D/teX Ultra2)を用いた、集中法光学系での測定の模式図を示し ます。図1(a)は従来通りのO次元検出器を用い、集中法光学 系で行う測定の模式図である。受光部に幅0.1mm程度のス リットを用い、高分解能測定を実現している。見方を変えれば、 〇次元検出器の広い素子面の一部だけしか使っていないこと になります。これに対し、図1(b)では、多連装された検出素 子の各々が、少しずつ回折条件の異なる信号を同時に計数す ることを表している。この効果のため、図1(a),(b)それぞれ の装置構成で20/0測定を行うと、図1(b)の構成であれば、 素子の分だけ計数を行ったと同じ効果があるので信号を積算 できることになり、結果的に高速測定が行えるのです(図2)。 この測定モードを「TDI (Time Delay Integration) モー ド」と呼びます。ですが、図1(b)で明らかなように、迷光を さえぎる機構が作りにくく、かつ蛍光X線のような指向性の ない信号に対しても積算してしまう点に注意が必要です。こ の蛍光X線の対策として、D/teX Ultra2では、半導体素子 のエネルギー分解能の良さを利用し、バックグランドの原因 となる蛍光X線を低減させて、P/B比の向上したデータを 可能とする、蛍光X線低減モードが備わっています(図3)。



2.3 MiniFlex600-Cの拡張性

MiniFlex600-Cではデスクトップ装置ですが、豊富なオプションを有しており、多様な試料測定に対応しています。 ※中央分析センター装置には搭載されておりませんが、個別に導入も可能です。

O汎用雰囲気セパレーター

大気と反応するような試料を測定する場合、通常の試料ホルダーでは測定中に結晶構造が変化します。汎用雰囲気セパレー ターは測定雰囲気を外部環境から隔離し測定することが可能です。



汎用雰囲気セパレーター

測定例

FeClaの測定

FeClaは大気中の湿度により潮解す るため、一般的な試料ホルダーに 詰めて測定すると、吸湿により結晶 構造が変化します。乾燥Naを充填 したグローブボックス内で試料調製 し、汎用雰囲気セパレーターで外部 雰囲気から隔離することで、数時間 後でも結晶構造が変化せずに測定 を行うことができます。



Oブロック試料ホルダー

金属や医薬品錠剤など粉砕が難しいバルク試料の場合、試料の厚みを考慮せず測定を行うと、回折線の角度位置にずれを 生じたり、回折線の幅が広がったりするため、誤った評価を行う恐れがあります。ブロック試料ホルダーは簡易にバルク試 料の高さ調整を行うことができ、正確な回折測定が可能です。



測定例



〇温度調節アタッチメント BTS150/500

BTS150/500を用いると、温度可変XRD測定を手軽に行うことができます。昇温や降温過程での結晶相転移や脱水による結晶構造変化、格子定数の温度依存性などを確認することが可能です。また、大気・不活性ガス環境下での測定も行えます。



測定例

硝酸カリウム (KNO₃)の 相転移

KNO₁は、加熱過程では斜方晶のa型 から菱面晶のβ型に転移します。ま た、冷却過程では中間相のy型を経 て元のa型に戻ります。図は、KNO₃ を加熱・冷却過程で測定し得られた データです。



3 アプリケーション紹介(リートベルト解析)

MiniFlex600-Cではデスクトップ装置でありながら、高強度・高精度のデータ取得できるため、リートベルト解析も簡単です。また、複数の結晶相が含まれている場合には、各結晶相の定量値を算出することもできます。

解析例1

Y2O3 (セラミックス材料)の格子定数算出

合成したセラミックスの品質管理には、格子定数の評価が必 要です。PDXLを用いると定性分析からリートベルト解析まで 簡単に実行できるので、格子定数を簡便に算出することがで きます。



解析例2

LiMn₂O₄ (リチウムイオン2次電池正極材料)の 結晶構造解析

LIMn₂O₄は、リチウムイオン2次電池の正極材料としての用途が 期待されている材料です。リチウムイオン2次電池としての特性 は結晶構造に依存するため、それを把握することは非常に重要 です。リートベルト解析を用いて原子位置、席占有率を求めるこ とができます。



解析例3

NIST2686標準試料のリートベルト定量分析

セメントの原料であるクリンカーの組成は、その性質に大きく影響します。そのため、クリンカーの組成を把握することは非常に重要です。 リートベルト解析により、検量線を必要とせずに含有成分の定量値を得ることができます。



リートベルト法によるNIST2686標準試料の定量分析結果

Components	Quantitative value (mass%)	Certified value (mass%)
Alite (C3S)	56.7 (4)	58.6 ± 4.0
Belite (C2S)	23.5 (4)	23.3 ± 2.8
Aluminate (C3A)	1.47 (7)	2.3 ± 2.1
Ferrite (C4 AF)	14.0 (2)	14.1 ± 1.4
Periclase (MgO)	4.32 (10)	3.3 ± 1.9

括弧は標準偏差を示し、56.7 (4) は56.7±0.4を表しています。

新シリーズ

X線光電子分光法入門【1】「表面分析の概観とXPSの立ち位置」

九州大学中央分析センター 三浦 好典

メッキによる表面処理技術、などの技術開発においては表面・

界面の物性を知らなくてはならない。こういった「表面・界

面での現象」や「表面・界面の物性」は、形状観察、組成元

素分析、結晶構造解析など様々な側面から種々の測定法を用

いて調べることができる(表1、2)。

固体表面上あるいは表面のすぐ内側では、酸化、分子の吸 着、分子の拡散、偏析、錆、触媒反応、結晶成長、撥水、な どの様々な現象が起こる。また、半導体、薄膜、高分子フィ ルムなどの先端材料の表面・界面は材料の特性や性能に大き な影響を与える。さらには、表面構造や表面組成の制御技術、

表1 分析法の略語一覧

表2 種々の表面分析

			_		
略語	元の英語	日本語訳		分析内容	分析法
AES	Auger electron spectroscopy	オージェ電子分光法	_	形状観察	SEM, TEM
LEED	Low energy electron diffraction	低速電子回折法		組成元素分析	XPS, AES, SIMS
RHEED	Reflection high energy electron diffraction	反射高速電子線回折法		結晶構造解析	LEED, RHEED
SEM	Scanning electron microscopy	走查電子顕微鏡		原子配列観察	SPM, TEM
SIMS	Secondary ion mass spectroscopy	二次イオン質量分析法	_		
SPM	Scanning probe microscope	走査型プローブ顕微鏡			
TEM	Transmission electron microscopy	透過電子顕微鏡			
XPS	X-ray photoelectron spectroscopy	X線光電子分光法			
XRF	X-ray fluorescence spectroscopy	蛍光X線分析法			

X線光電子分光法(X-ray photoelectron spectroscopy: XPS)は表面・界面を調べるための分析法の一つである。物 質の最表面から深さ10nmの間に存在する元素やそれらの 濃度、化学結合状態(原子価)の知見を得ることができる。 XPSでは試料物質にX線を照射し、光電効果によって物質 から放出される電子(これを光電子と呼ぶ)を検出する(表 3)。光電子の運動エネルギーは、電子がどの元素のどの電子 軌道にいたのかに依存する。光電子の運動エネルギーと電子 軌道に関する豊富なデータベースが既に構築されており、運 動エネルギーの値から試料物質の組成元素が特定できるので ある。また、化学結合にあずかる電子の原子核との結合エネ ルギーは、化学結合をする相手の原子により少しずつ違って くる。その微妙な結合エネルギーの違いが、飛び出して来る 電子の運動エネルギーに反映されるため、化学結合状態の知 見が得られることになる。

XPSと同様に表面の組成元素の情報が得られる分 析法として、オージェ電子分光法(Auger electron spectroscopy: AES) と二次イオン質量分析法 (Secondary ion mass spectrometry: SIMS) がある (XPSを含めて"表面分析の御三家"と呼ばれることもある)。 前者は電子を照射し、試料から飛び出してくる電子(これを オージェ電子と呼ぶ)を検出、後者はイオン(セシウムイオ ンや酸素イオン)を照射し、試料から飛び出してくるイオン を検出する分析法である。表3にそれぞれの分析法の照射線 と検出対象をまとめた。XPSとAESでは電子の運動エネル ギーから元素を特定するが、SIMSではイオンの質量から元 素や分子を特定する。表3には、その機器の操作の手軽さか らよく利用される蛍光X線分析法(X-ray fluorescence spectroscopy: XRF) も含めて比較している。XRFはX 線照射により物質から放出されたX線(これを蛍光X線と呼 ぶ)を検出して、蛍光X線のエネルギーに基づいて組成元素 を調べる分析法である。XRFは、XPS、AES、SIMSとは 異なり、最表面から数10μmの間の比較的深い領域までの 情報を含むため、一般には表面分析に分類されない。

表3 各種分析法の照射線と検出対象

	XPS	AES	SIMS	XRF
照射線	X線	電子	イオン	X線
検出対象	電子	電子	イオン	X線

		XPS	AES	SIMS	XRF
測定可能な試料形態		固体	固体	固体	固体,液体
得られる情	青報	組成元素 結合状態	組成元素	組成元素 化学構造	組成元素
検出不可元	素	H, He	H, He	無	H – Na
検出限界濃	腹	0.1%	0.1%	0.0001%	0.0001%
照射による表面破壊		小	中	大	小
分析領域	平面方向	数10μm~ 数100μm	数10μm~ 数100μm	数10μm~ 数100μm	10mm程度
	深さ方向	10nm	10nm	数nm	数10μm

表4 各種分析法の特徴

表4では表3で取り上げた分析法の測定可能な試料形態、得 られる情報、検出にかからない元素、検出限界濃度、照射線 による試料表面の破壊の程度、分析領域を比較した。表4の 上段から説明を加えていこう。

XPS、AES、SIMSの測定は高真空中で行うため、試料 は固体の形態のみ測定可能である。XRFでは大気中での測 定が可能であるため液体やゲル状の試料も測定できる。AES では固体試料であってもそれが絶縁物の場合、試料へ照射さ れる電子が試料から放出される電子よりも多いため表面がマ イナスに帯電(チャージング)してしまい、正常なスペクト ルを得ることができない(チャージング問題)。一方、XPS でも絶縁物のチャージングは起るが(電子放出のためプラス に帯電)、出て行った電子を埋め合わせるために、XPS装置 に装備されている中和銃を測定中に作動させて電子を試料に 供給し、試料表面を電気的に中性に保つことができる。これ により、チャージングによるXPSシグナルの広幅化やシフ トを防ぐことができ、正常なスペクトルを得ることが可能に なる。

各測定で得られる主な情報は組成元素だが、SIMSでは有 機物の化学構造についての知見が得られることもある。実は、 AESでもXPSと同様に結合状態の知見が得られる場合があ る。例えばシリコンの結合状態はAESスペクトルの形状か ら単体と酸化物との区別が可能である。しかしながら、XPS のように多種の元素についての結合状態の情報を得ることは 難しい。

XPSとAESの検出できない元素は水素とヘリウムである。 XPSではこれら元素からの電子が光電効果によって飛び出してくる確率が非常に小さいため検出できない。また、AESではこれら元素からのオージェ電子は原理的に発生しない。 SIMSは水素、ヘリウムを含む全ての元素、加えて同位体元素も検出可能である。XRFではナトリウムよりも原子量が小さいと蛍光X線の発生確率が低下するため検出が困難になる。この困難を克服するため、試料をヘリウム雰囲気中で測定することもある。

さて、SIMSやXRFの検出限界濃度、すなわち感度は XPSやAESと比較して1000倍程度高い。著者はかつて同 じ物質をAESとSIMSとの両方で測定し、AESでは全く観 測されない不純物由来の炭素がSIMSでははっきり観測され る、という経験をした。この時はじめて、SIMSの感度が非 常に高いことを実感したため、いまだに強く記憶に残ってい る。検出感度の高さはSIMSの利点であるが、一方で、同じ 元素でも試料の母材の違いで感度が著しく変わってしまうこ とがあるため(マトリックス効果)、定量的な分析が難しい という不利な点もある。また、¹³Cと¹²CHの区別や¹²CH₂ と¹³CHと¹⁴Nの区別はどのように判断するのか、という困 難もある。それでも、SIMSの感度の良さは魅力的で、例え ば、半導体材料に含まれる微量不純物の分析で威力を発揮し ている。半導体メーカーにとってSIMSデータは不可欠なも のとなっている。

照射線による試料表面のダメージは、SIMSでは試料物質 を削りながら測定するため必然的に大きい。AESでは酸化 物、有機物などの試料が電子照射によって分解することがあ る。XPSやXRFはX線照射のため試料へのダメージは小さ いが、試料によってはX線による酸化還元などの化学変化が まれに起ることがある。測定中はリアルタイムで記録される スペクトルをモニターしてスペクトル形状が変化しないかど うかを追跡することが必要である。

最後に、分析領域の平面方向に関して。AESやSIMSで は電子やイオンビームの電流密度の調節、電場によるビーム の走査によって分析領域を変えることが可能である。XPS ではX線のフラックスの径を調節することが出来ないため光 電子が分光器に入る手前でスリットを挿入しておいて分析径 を調整する。XRFではX線フラックスの径がそのまま分析 径に対応する。

一般的に、深さ10nmまでの表面組成元素分析と云えば XPSあるいはAESのどちらかである。XPSとAESは共通 した特徴(分析可能元素、検出限界濃度、分析の深さ方向) をもっているが、それぞれの得意不得意があり、それらを理 解しておくことはどちらの分析法を選択すれば良いのかを決 める際に役に立つ。すなわち、『XPSは、化学結合状態の知 見が得られる、チャージングを軽減できるため固体の試料で あれば何でも測定できる、という点がAESよりも優れてい る。AESは電子ビーム径や電子ビームの方向を自在に制御 できるため、試料の局所部をピンポイントで狙って測定でき る、という点がXPSよりも優れている。』。

最近のXPS装置では、15μm程度の分析径の局所分析 も、適切な試料を選べば手間暇はかかるが可能である。一方、 AESでは多くの化合物のAESスペクトルをデータベース化 して、実際に取得したスペクトルと比較することによって結 合状態を特定しようという試みがなされている。また、絶縁 物でも測定できるように試料に加工を施す工夫も考えられて いる。例えば、アルミホイルに試料全体を包んで測定すると チャージングが軽減するそうだ。それぞれの不得意分野を克 服する方針で装置や解析ソフトの改良・開発が進んでいる。 本稿作成にあたり下記の書籍を参考にした。

参考書籍

- John F. Watts and John Wolstenholme, An Introduction to Surface Analysis by XPS and AES, WILEY (2003).
- [2] John C. Vickerman Ed., Surface Analysis The Principal Techniques, WILEY (2007).
- [3] 日本表面学会編, X線光電子分光法, 丸善(1998).
- [4] 日本表面学会編, オージェ電子分光法, 丸善(2001).
- [5] 吉原一紘, 吉武道子, 表面分析入門, 裳華房 (1997).
- [6] 大西孝治, 堀池靖浩, 吉原一紘編, 固体表面分析 I, 講 談社サイエンティフィク (1995).
- [7] 日本分析化学会編, 表面分析 分析化学実技シリーズ 応 用分析編1, 共立出版 (2011).
- [8] 日本分析化学会編, 蛍光X線分析 分析化学実技シリー ズ機器分析編6, 共立出版 (2012).

[編集後記]

今回は読みごたえのある内容になっています。「分析機器解説シリーズ」では、従来の顕微IRでの不足する分解能、AFM による物性評価の弱点がこれらの技術の融合により解決されていることがわかりました。今後もこのような異なる技術の融合による新しい分析法の登場を心待ちにしています。トピックスの東レリサーチセンター様には、中央分析センター主催の 第139回分析基礎セミナーでもご協力頂きました。お礼申し上げます。新設機器紹介の装置は伊都キャンパス・中央分析センターに設置されました。どうぞご利用ください。また、今回から始まった新シリーズでは、筑紫キャンパス・中央分析センターの三浦助教が担当します。教科書では学べない内容も出てきますので、今後の展開をご期待ください。併せて装置も ご利用ください。(渡辺)

CENTER NEWS

第139号 令和元年12月27日発行

九州大学中央分析センター(筑紫地区) 〒816-8580 福岡県春日市春日公園6丁目1番地 TEL 092-583-7870 / FAX 092-593-8421 **九州大学中央分析センター伊都分室(伊都地区)** 〒819-0395 福岡市西区元岡744番地 TEL 092-802-2857 / FAX 092-802-2858

ホームページアドレス http://bunseki.kyushu-u.ac.jp/bunseki/